

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-06-26

Tube connector
for OD: 4.9-8.5 to 8.5-12.5 mm
Part Number: EOA 032

Features

- Reducer, straight, made of transparent PP
- Temperature resistant up to 135 °C
- With different olive sizes on both sides
- The olives are designed on the outside of the sealing cone so that even rigid hoses can be attached.



Technical Features

Material	PP - polypropylene
Length	8.55 cm
Connection 1 thread (outer)	Ø4,9 - Ø8,5
Connection 2 thread (outside)	Ø8,5 - Ø12,5
Weight	0.00 kg

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069


Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-06-26

Tube connector
for OD: 4.9-8.5 to 8.5-12.5 mm
Part Number: EOA 032



LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser