

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-08-24

Ball valve

M30 x 1,5, -30 ... 180 °C, PTFE

Part Number: LWZ 073



Technical Features

Operating temperature range

-30 ... 180 °C

Material

PTFE

Connection 1 thread (inside)

M30 x 1,5

Connection 2 thread (outside)

M30 x 1,5

Weight

0.82 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser