

PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-06-29

PTFE hose with steel spiral, 200 cm

M38 x 1.5 I, insulation 19 mm

Part Number: LZM 101

Features

- Material compatible with various heat transfer fluids such as silicone oil, mineral oil, or water/glycol mixtures
- Smooth inner wall reduces flow resistance
- Insulating material for cold applications, closed-pore



Technical Features

Operating temperature range	-40 ... 150 °C
Operating pressure	-0.5 ... 12,0 bar in the operating temperature range
Connection 1 thread (inside)	M38 x 1,5
Connection 2 thread (inside)	M38 x 1,5
Length	200 cm
Inner diameters	25 mm
Insulation thickness	19 mm
Material inside	PTFE

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


PRODUCT DATA SHEET

Published: 2026-06-29

PTFE hose with steel spiral, 200 cm

M38 x 1.5 I, insulation 19 mm

Part Number: LZM 101



Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser